

样品 : TS26072852001
操作者: 20260730182802
注释 : 20260730182800
组 : ScreeningFast塑料
日期 : 2026-07-30 18:28:05

测试条件

仪器:	EDX-LE+		氛围:	大气	准直器:	10 (mm)			

元素	TG kV		uA	FI	Acq. (keV)	分析 (keV)	时间 (sec)		DT (%)

Al-U	Rh	50	54-Auto	----	0 - 40	0.00-40.00	Live-	15	30
Cd	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	22.72-23.52	Real-	30	13
Pb	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	12.38-12.88	Real-	30	13
Cr	Rh	50	54-Auto	----	0 - 40	5.12- 5.62	Real-	22	30
Hg	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	9.74-10.24	Real-	30	13
Br	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	11.66-12.16	Real-	30	13
Cf	Rh	50	54-Auto	----	0 - 40	22.72-23.52	Real-	22	30
Es	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	2.42- 2.82	Real-	30	13
Bk	Rh	50	54-Auto	----	0 - 40	13.00-15.00	Real-	22	30

定量结果

元素	结果	[3-sigma]	处理-计算	线	强度 (cps/uA)	

Cd	ND mg/kg	[6.8]	定量分析-EC	CdKa	0.0000	
Pb	ND mg/kg	[6.6]	定量分析-EC	PbLb1	0.0001	
Cr	ND mg/kg	[6.0]	定量分析-EC	CrKa	0.0298	
Hg	ND mg/kg	[1.6]	定量分析-EC	HgLa	0.0000	
Br	ND mg/kg	[1.3]	定量分析-EC	BrKa	0.0000	
IntBG	84.801 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----	
Cd-BG	7.654 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----	
ClCHK	0.105 ratio	[-----]	校正	-----	-----	
Ca	0.908 %	[0.015]	定量分析-FP	CaKa	37.6898	
Ti	0.634 %	[0.009]	定量分析-FP	TiKa	59.5704	
Si	0.464 %	[0.118]	定量分析-FP	SiKa	0.4148	
S	0.087 %	[0.017]	定量分析-FP	S Ka	0.6727	
Cu	0.024 %	[0.001]	定量分析-FP	CuKa	14.8982	
Fe	0.020 %	[0.001]	定量分析-FP	FeKa	7.1434	
Plastic	97.863 %	[-----]	平衡	-----	-----	