

样品 : TS26072854001
操作者: 20260730181912
注释 : 20260730181910
组 : ScreeningFast塑料
日期 : 2026-07-30 18:19:15

测试条件

仪器:	EDX-LE+		氛围:	大气		准直器:	10 (mm)			

元素	TG		kV	uA	FI	Acq. (keV)	分析 (keV)	时间 (sec)		DT (%)

Al-U	Rh	50	26-Auto		----	0 - 40	0.00-40.00	Live-	15	29
Cd	Rh	50	1000-Auto		#5	0 - 40	22.72-23.52	Real-	30	28
Pb	Rh	50	1000-Auto		#5	0 - 40	12.38-12.88	Real-	30	28
Cr	Rh	50	26-Auto		----	0 - 40	5.12- 5.62	Real-	21	29
Hg	Rh	50	1000-Auto		#5	0 - 40	9.74-10.24	Real-	30	28
Br	Rh	50	1000-Auto		#5	0 - 40	11.66-12.16	Real-	30	28
Cf	Rh	50	26-Auto		----	0 - 40	22.72-23.52	Real-	21	29
Es	Rh	50	1000-Auto		#5	0 - 40	2.42- 2.82	Real-	30	28
Bk	Rh	50	26-Auto		----	0 - 40	13.00-15.00	Real-	21	29

定量结果

元素	结果	[3-sigma]	处理-计算	线	强度 (cps/uA)
Cd	ND mg/kg	[4.5]	定量分析-EC	CdKa	0.0000
Pb	ND mg/kg	[4.9]	定量分析-EC	PbLb1	0.0000
Cr	ND mg/kg	[7.4]	定量分析-EC	CrKa	0.0134
Hg	ND mg/kg	[1.0]	定量分析-EC	HgLa	0.0000
Br	ND mg/kg	[0.9]	定量分析-EC	BrKa	0.0000
IntBG	193.855 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----
Cd-BG	18.504 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----
ClCHK	0.077 ratio	[-----]	校正	-----	-----
Ca	1.935 %	[0.029]	定量分析-FP	CaKa	99.2807
Ti	0.426 %	[0.010]	定量分析-FP	TiKa	41.7182
Cu	0.023 %	[0.001]	定量分析-FP	CuKa	20.5641
Fe	0.013 %	[0.002]	定量分析-FP	FeKa	5.3703
Zn	0.009 %	[0.001]	定量分析-FP	ZnKa	8.9734
Plastic	97.594 %	[-----]	平衡	-----	-----