

样品 : TS26072855001
操作者: 20260730181009
注释 : 20260730181007
组 : ScreeningFast塑料
日期 : 2026-07-30 18:10:11

测试条件

仪器:	EDX-LE+		氛围:	大气	准直器:	10 (mm)			

元素	TG kV		uA	FI	Acq. (keV)	分析 (keV)	时间 (sec)		DT (%)

Al-U	Rh	50	31-Auto	----	0 - 40	0.00-40.00	Live-	15	30
Cd	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	22.72-23.52	Real-	30	25
Pb	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	12.38-12.88	Real-	30	25
Cr	Rh	50	31-Auto	----	0 - 40	5.12- 5.62	Real-	21	30
Hg	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	9.74-10.24	Real-	30	25
Br	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	11.66-12.16	Real-	30	25
Cf	Rh	50	31-Auto	----	0 - 40	22.72-23.52	Real-	21	30
Es	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	2.42- 2.82	Real-	30	25
Bk	Rh	50	31-Auto	----	0 - 40	13.00-15.00	Real-	21	30

定量结果

元素	结果	[3-sigma]	处理-计算	线	强度 (cps/uA)	

Cd	ND mg/kg	[4.4]	定量分析-EC	CdKa	0.0002	
Pb	5.8 mg/kg	[4.4]	定量分析-EC	PbLb1	0.0001	
Cr	ND mg/kg	[7.6]	定量分析-EC	CrKa	0.0369	
Hg	ND mg/kg	[1.4]	定量分析-EC	HgLa	0.0000	
Br	9.2 mg/kg	[1.6]	定量分析-EC	BrKa	0.0004	
IntBG	173.588 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----	
Cd-BG	17.432 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----	
ClCHK	0.121 ratio	[-----]	校正	-----	-----	
Ti	0.229 %	[0.007]	定量分析-FP	TiKa	20.5213	
Ca	0.223 %	[0.010]	定量分析-FP	CaKa	7.2647	
S	0.091 %	[0.031]	定量分析-FP	S Ka	0.5343	
Fe	0.045 %	[0.001]	定量分析-FP	FeKa	18.6695	
Cu	0.013 %	[0.001]	定量分析-FP	CuKa	11.1173	
Zn	0.006 %	[0.001]	定量分析-FP	ZnKa	6.4190	
Plastic	99.391 %	[-----]	平衡	-----	-----	