

样品 : TS26072857001
操作者: 20260730190104
注释 : 20260730190101
组 : ScreeningFast塑料
日期 : 2026-07-30 19:01:07

测试条件

仪器:	EDX-LE+		氛围:	大气		准直器:	10 (mm)		

元素	TG kV		uA	FI	Acq. (keV)	分析 (keV)	时间 (sec)		DT (%)

Al-U	Rh	50	54-Auto	----	0 - 40	0.00-40.00	Live-	15	30
Cd	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	22.72-23.52	Real-	30	15
Pb	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	12.38-12.88	Real-	30	15
Cr	Rh	50	54-Auto	----	0 - 40	5.12- 5.62	Real-	21	30
Hg	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	9.74-10.24	Real-	30	15
Br	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	11.66-12.16	Real-	30	15
Cf	Rh	50	54-Auto	----	0 - 40	22.72-23.52	Real-	21	30
Es	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	2.42- 2.82	Real-	30	15
Bk	Rh	50	54-Auto	----	0 - 40	13.00-15.00	Real-	21	30

定量结果

元素	结果	[3-sigma]	处理-计算	线	强度 (cps/uA)
Cd	ND mg/kg	[6.3]	定量分析-EC	CdKa	0.0001
Pb	ND mg/kg	[7.1]	定量分析-EC	PbLb1	0.0000
Cr	ND mg/kg	[6.6]	定量分析-EC	CrKa	0.0247
Hg	ND mg/kg	[1.3]	定量分析-EC	HgLa	0.0000
Br	2.7 mg/kg	[1.7]	定量分析-EC	BrKa	0.0001
IntBG	97.659 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----
Cd-BG	9.682 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----
ClCHK	0.131 ratio	[-----]	校正	-----	-----
Ca	0.277 %	[0.011]	定量分析-FP	CaKa	6.0423
K	0.224 %	[0.012]	定量分析-FP	K Ka	2.6070
S	0.155 %	[0.030]	定量分析-FP	S Ka	0.6477
Ru	0.086 %	[0.005]	定量分析-FP	RuKa	15.7050
Hf	0.009 %	[0.002]	定量分析-FP	HfLa	1.6088
Cu	0.006 %	[0.001]	定量分析-FP	CuKa	3.7819
Zn	0.004 %	[0.001]	定量分析-FP	ZnKa	2.6208
Plastic	99.239 %	[-----]	平衡	-----	-----