

样品 : TS26072859001  
操作者: 20260730204215  
注释 : 20260730204213  
组 : ScreeningFast塑料  
日期 : 2026-07-30 20:42:18

测试条件

|       |         |     |           |      |            |             |          |    |        |  |
|-------|---------|-----|-----------|------|------------|-------------|----------|----|--------|--|
| 仪器:   | EDX-LE+ | 氛围: | 大气        | 准直器: | 10 (mm)    |             |          |    |        |  |
| ----- |         |     |           |      |            |             |          |    |        |  |
| 元素    | TG      | kV  | uA        | FI   | Acq. (keV) | 分析 (keV)    | 时间 (sec) |    | DT (%) |  |
| ----- |         |     |           |      |            |             |          |    |        |  |
| Al-U  | Rh      | 50  | 102-Auto  | ---- | 0 - 40     | 0.00-40.00  | Live-    | 15 | 30     |  |
| Cd    | Rh      | 50  | 1000-Auto | #5   | 0 - 40     | 22.72-23.52 | Real-    | 30 | 8      |  |
| Pb    | Rh      | 50  | 1000-Auto | #5   | 0 - 40     | 12.38-12.88 | Real-    | 30 | 8      |  |
| Cr    | Rh      | 50  | 102-Auto  | ---- | 0 - 40     | 5.12- 5.62  | Real-    | 22 | 30     |  |
| Hg    | Rh      | 50  | 1000-Auto | #5   | 0 - 40     | 9.74-10.24  | Real-    | 30 | 8      |  |
| Br    | Rh      | 50  | 1000-Auto | #5   | 0 - 40     | 11.66-12.16 | Real-    | 30 | 8      |  |
| Cf    | Rh      | 50  | 102-Auto  | ---- | 0 - 40     | 22.72-23.52 | Real-    | 22 | 30     |  |
| Es    | Rh      | 50  | 1000-Auto | #5   | 0 - 40     | 2.42- 2.82  | Real-    | 30 | 8      |  |
| Bk    | Rh      | 50  | 102-Auto  | ---- | 0 - 40     | 13.00-15.00 | Real-    | 22 | 30     |  |

定量结果

| 元素      | 结果            | [3-sigma] | 处理-计算   | 线     | 强度 (cps/uA) |
|---------|---------------|-----------|---------|-------|-------------|
| Cd      | ND mg/kg      | [ 9.8]    | 定量分析-EC | CdKa  | 0.0004      |
| Pb      | 10.4 mg/kg    | [ 8.8]    | 定量分析-EC | PbLb1 | 0.0001      |
| Cr      | 22.8 mg/kg    | [ 8.1]    | 定量分析-EC | CrKa  | 0.1078      |
| Hg      | ND mg/kg      | [ 2.8]    | 定量分析-EC | HgLa  | 0.0000      |
| Br      | 4.0 mg/kg     | [ 2.8]    | 定量分析-EC | BrKa  | 0.0002      |
| IntBG   | 38.966 cps/uA | [-----]   | 校正      | ----- | -----       |
| Cd-BG   | 4.603 cps/uA  | [-----]   | 校正      | ----- | -----       |
| ClCHK   | 0.128 ratio   | [-----]   | 校正      | ----- | -----       |
| Ca      | 7.632 %       | [ 0.076]  | 定量分析-FP | CaKa  | 59.3216     |
| Si      | 1.514 %       | [ 0.338]  | 定量分析-FP | SiKa  | 0.3391      |
| Fe      | 0.632 %       | [ 0.008]  | 定量分析-FP | FeKa  | 33.3715     |
| S       | 0.560 %       | [ 0.052]  | 定量分析-FP | S Ka  | 0.9880      |
| K       | 0.299 %       | [ 0.024]  | 定量分析-FP | K Ka  | 1.3974      |
| Ti      | 0.118 %       | [ 0.009]  | 定量分析-FP | TiKa  | 1.4019      |
| Cu      | 0.021 %       | [ 0.002]  | 定量分析-FP | CuKa  | 2.2370      |
| Mn      | 0.015 %       | [ 0.003]  | 定量分析-FP | MnKa  | 0.5823      |
| Zn      | 0.015 %       | [ 0.002]  | 定量分析-FP | ZnKa  | 1.8246      |
| Plastic | 89.189 %      | [-----]   | 平衡      | ----- | -----       |