

样品 : TS26072860001
操作者: 20260730180708
注释 : 20260730180706
组 : ScreeningFast塑料
日期 : 2026-07-30 18:07:11

测试条件

仪器:	EDX-LE+		氛围:	大气		准直器:	10 (mm)		

元素	TG kV		uA	FI	Acq. (keV)	分析 (keV)	时间 (sec)		DT (%)

Al-U	Rh	50	39-Auto	----	0 - 40	0.00-40.00	Live-	15	30
Cd	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	22.72-23.52	Real-	30	14
Pb	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	12.38-12.88	Real-	30	14
Cr	Rh	50	39-Auto	----	0 - 40	5.12- 5.62	Real-	22	30
Hg	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	9.74-10.24	Real-	30	14
Br	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	11.66-12.16	Real-	30	14
Cf	Rh	50	39-Auto	----	0 - 40	22.72-23.52	Real-	22	30
Es	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	2.42- 2.82	Real-	30	14
Bk	Rh	50	39-Auto	----	0 - 40	13.00-15.00	Real-	22	30

定量结果

元素	结果	[3-sigma]	处理-计算	线	强度 (cps/uA)
Cd	ND mg/kg	[7.2]	定量分析-EC	CdKa	0.0003
Pb	7.6 mg/kg	[6.4]	定量分析-EC	PbLb1	0.0001
Cr	ND mg/kg	[8.5]	定量分析-EC	CrKa	0.0288
Hg	ND mg/kg	[1.8]	定量分析-EC	HgLa	0.0000
Br	2.1 mg/kg	[2.1]	定量分析-EC	BrKa	0.0001
IntBG	70.274 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----
Cd-BG	7.428 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----
ClCHK	0.506 ratio	[-----]	校正	-----	-----
Ti	13.648 %	[0.072]	定量分析-FP	TiKa	558.3339
S	0.246 %	[0.046]	定量分析-FP	S Ka	0.9765
Ca	0.206 %	[0.010]	定量分析-FP	CaKa	4.4364
Fe	0.084 %	[0.006]	定量分析-FP	FeKa	5.9957
Zn	0.024 %	[0.003]	定量分析-FP	ZnKa	4.3826
Cu	0.021 %	[0.003]	定量分析-FP	CuKa	3.1637
Plastic	85.770 %	[-----]	平衡	-----	-----