

样品 : TS26072861001
操作者: 20260730172351
注释 : 20260730172349
组 : ScreeningFast塑料
日期 : 2026-07-30 17:23:54

测试条件

仪器:	EDX-LE+		氛围:	大气		准直器:	10 (mm)		

元素	TG kV		uA	FI	Acq. (keV)	分析 (keV)	时间 (sec)		DT (%)

Al-U	Rh	50	39-Auto	----	0 - 40	0.00-40.00	Live-	15	30
Cd	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	22.72-23.52	Real-	30	14
Pb	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	12.38-12.88	Real-	30	14
Cr	Rh	50	39-Auto	----	0 - 40	5.12- 5.62	Real-	22	30
Hg	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	9.74-10.24	Real-	30	14
Br	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	11.66-12.16	Real-	30	14
Cf	Rh	50	39-Auto	----	0 - 40	22.72-23.52	Real-	22	30
Es	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	2.42- 2.82	Real-	30	14
Bk	Rh	50	39-Auto	----	0 - 40	13.00-15.00	Real-	22	30

定量结果

元素	结果	[3-sigma]	处理-计算	线	强度 (cps/uA)
Cd	ND mg/kg	[7.4]	定量分析-EC	CdKa	0.0003
Pb	ND mg/kg	[8.3]	定量分析-EC	PbLb1	0.0001
Cr	17.9 mg/kg	[11.8]	定量分析-EC	CrKa	0.0849
Hg	ND mg/kg	[2.0]	定量分析-EC	HgLa	0.0000
Br	4.9 mg/kg	[2.3]	定量分析-EC	BrKa	0.0002
IntBG	63.410 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----
Cd-BG	7.153 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----
ClCHK	0.062 ratio	[-----]	校正	-----	-----
Ca	45.937 %	[0.237]	定量分析-FP	CaKa	585.5384
Si	2.629 %	[0.394]	定量分析-FP	SiKa	1.3855
Fe	0.631 %	[0.015]	定量分析-FP	FeKa	26.0345
K	0.148 %	[0.023]	定量分析-FP	K Ka	1.4892
S	0.136 %	[0.049]	定量分析-FP	S Ka	0.5437
Cu	0.091 %	[0.006]	定量分析-FP	CuKa	7.8294
Ti	0.089 %	[0.018]	定量分析-FP	TiKa	0.8331
Zn	0.019 %	[0.004]	定量分析-FP	ZnKa	1.9444
Ni	0.010 %	[0.005]	定量分析-FP	NiKa	0.7388
Plastic	50.306 %	[-----]	平衡	-----	-----