

样品 : TS26072862002
操作者: 20260730205135
注释 : 20260730205133
组 : ScreeningFast塑料
日期 : 2026-07-30 20:51:38

测试条件

仪器:	EDX-LE+		氛围:	大气		准直器:	10 (mm)		

元素	TG kV		uA	FI	Acq. (keV)	分析 (keV)	时间 (sec)		DT (%)

Al-U	Rh	50	31-Auto	----	0 - 40	0.00-40.00	Live-	15	30
Cd	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	22.72-23.52	Real-	30	23
Pb	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	12.38-12.88	Real-	30	23
Cr	Rh	50	31-Auto	----	0 - 40	5.12- 5.62	Real-	22	30
Hg	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	9.74-10.24	Real-	30	23
Br	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	11.66-12.16	Real-	30	23
Cf	Rh	50	31-Auto	----	0 - 40	22.72-23.52	Real-	22	30
Es	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	2.42- 2.82	Real-	30	23
Bk	Rh	50	31-Auto	----	0 - 40	13.00-15.00	Real-	22	30

定量结果

元素	结果	[3-sigma]	处理-计算	线	强度 (cps/uA)
Cd	ND mg/kg	[5.6]	定量分析-EC	CdKa	0.0001
Pb	8.4 mg/kg	[5.9]	定量分析-EC	PbLb1	0.0001
Cr	ND mg/kg	[10.5]	定量分析-EC	CrKa	0.0362
Hg	ND mg/kg	[1.5]	定量分析-EC	HgLa	0.0000
Br	ND mg/kg	[1.3]	定量分析-EC	BrKa	0.0000
IntBG	108.365 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----
Cd-BG	16.903 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----
ClCHK	0.094 ratio	[-----]	校正	-----	-----
Ca	14.356 %	[0.103]	定量分析-FP	CaKa	378.7665
Ti	2.542 %	[0.041]	定量分析-FP	TiKa	73.0578
S	0.156 %	[0.037]	定量分析-FP	S Ka	0.9976
Fe	0.079 %	[0.003]	定量分析-FP	FeKa	9.0216
Zn	0.036 %	[0.002]	定量分析-FP	ZnKa	10.2174
Cu	0.011 %	[0.002]	定量分析-FP	CuKa	2.6239
Sr	0.009 %	[0.001]	定量分析-FP	SrKa	5.4383
Plastic	82.812 %	[-----]	平衡	-----	-----