

样品 : TS26072863001
操作者: 20260730183348
注释 : 20260730183346
组 : ScreeningFast塑料
日期 : 2026-07-30 18:33:51

测试条件

仪器:	EDX-LE+		氛围:	大气		准直器:	10 (mm)		

元素	TG kV		uA	FI	Acq. (keV)	分析 (keV)	时间 (sec)		DT (%)

Al-U	Rh	50	66-Auto	----	0 - 40	0.00-40.00	Live-	15	31
Cd	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	22.72-23.52	Real-	30	12
Pb	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	12.38-12.88	Real-	30	12
Cr	Rh	50	66-Auto	----	0 - 40	5.12- 5.62	Real-	22	31
Hg	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	9.74-10.24	Real-	30	12
Br	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	11.66-12.16	Real-	30	12
Cf	Rh	50	66-Auto	----	0 - 40	22.72-23.52	Real-	22	31
Es	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	2.42- 2.82	Real-	30	12
Bk	Rh	50	66-Auto	----	0 - 40	13.00-15.00	Real-	22	31

定量结果

元素	结果	[3-sigma]	处理-计算	线	强度 (cps/uA)
Cd	ND mg/kg	[7.2]	定量分析-EC	CdKa	0.0002
Pb	8.0 mg/kg	[6.4]	定量分析-EC	PbLb1	0.0001
Cr	8.8 mg/kg	[5.8]	定量分析-EC	CrKa	0.0417
Hg	ND mg/kg	[1.8]	定量分析-EC	HgLa	0.0000
Br	2.0 mg/kg	[2.0]	定量分析-EC	BrKa	0.0001
IntBG	77.027 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----
Cd-BG	7.634 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----
ClCHK	0.113 ratio	[-----]	校正	-----	-----
Si	0.444 %	[0.100]	定量分析-FP	SiKa	0.4089
Ca	0.418 %	[0.009]	定量分析-FP	CaKa	18.1639
S	0.103 %	[0.015]	定量分析-FP	S Ka	0.8148
K	0.041 %	[0.006]	定量分析-FP	K Ka	0.9342
Fe	0.025 %	[0.001]	定量分析-FP	FeKa	11.2752
Mn	0.005 %	[0.001]	定量分析-FP	MnKa	1.9326
Cu	0.005 %	[0.001]	定量分析-FP	CuKa	3.8804
Plastic	98.956 %	[-----]	平衡	-----	-----