

样品 : TS26072864001
操作者: 20260730201614
注释 : 20260730201612
组 : ScreeningFast塑料
日期 : 2026-07-30 20:16:18

测试条件

仪器:	EDX-LE+		氛围:	大气		准直器:	10 (mm)		

元素	TG kV		uA	FI	Acq. (keV)	分析 (keV)	时间 (sec)		DT (%)

Al-U	Rh	50	58-Auto	----	0 - 40	0.00-40.00	Live-	15	31
Cd	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	22.72-23.52	Real-	30	14
Pb	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	12.38-12.88	Real-	30	14
Cr	Rh	50	58-Auto	----	0 - 40	5.12- 5.62	Real-	22	31
Hg	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	9.74-10.24	Real-	30	14
Br	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	11.66-12.16	Real-	30	14
Cf	Rh	50	58-Auto	----	0 - 40	22.72-23.52	Real-	22	31
Es	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	2.42- 2.82	Real-	30	14
Bk	Rh	50	58-Auto	----	0 - 40	13.00-15.00	Real-	22	31

定量结果

元素	结果	[3-sigma]	处理-计算	线	强度 (cps/uA)
Cd	ND mg/kg	[8.1]	定量分析-EC	CdKa	0.0001
Pb	ND mg/kg	[7.4]	定量分析-EC	PbLb1	0.0001
Cr	6.4 mg/kg	[6.6]	定量分析-EC	CrKa	0.0302
Hg	ND mg/kg	[1.6]	定量分析-EC	HgLa	0.0000
Br	8.7 mg/kg	[2.0]	定量分析-EC	BrKa	0.0004
IntBG	93.732 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----
Cd-BG	9.032 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----
ClCHK	0.189 ratio	[-----]	校正	-----	-----
K	0.263 %	[0.010]	定量分析-FP	K Ka	5.4466
Ca	0.159 %	[0.006]	定量分析-FP	CaKa	6.0770
S	0.102 %	[0.017]	定量分析-FP	S Ka	0.7335
Fe	0.019 %	[0.001]	定量分析-FP	FeKa	8.7843
Cu	0.004 %	[0.001]	定量分析-FP	CuKa	3.3216
Plastic	99.451 %	[-----]	平衡	-----	-----