

样品 : TS26072867001
操作者: 20260730183641
注释 : 20260730183639
组 : ScreeningFast塑料
日期 : 2026-07-30 18:36:44

测试条件

仪器：	EDX-LE+	氛围：	大气	准直器：	10 (mm)				

元素	TG	kV	uA	FI	Acq. (keV)	分析 (keV)	时间 (sec)	DT (%)	

Al-U	Rh	50	66-Auto	----	0 - 40	0.00-40.00	Live-	15	30
Cd	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	22.72-23.52	Real-	30	12
Pb	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	12.38-12.88	Real-	30	12
Cr	Rh	50	66-Auto	----	0 - 40	5.12- 5.62	Real-	22	30
Hg	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	9.74-10.24	Real-	30	12
Br	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	11.66-12.16	Real-	30	12
Cf	Rh	50	66-Auto	----	0 - 40	22.72-23.52	Real-	22	30
Es	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	2.42- 2.82	Real-	30	12
Bk	Rh	50	66-Auto	----	0 - 40	13.00-15.00	Real-	22	30

定量结果

元素	结果	[3-sigma]	处理-计算	线	强度 (cps/uA)	

Cd	ND mg/kg	[7.9]	定量分析-EC	CdKa	0.0005	
Pb	ND mg/kg	[7.0]	定量分析-EC	PbLb1	0.0000	
Cr	ND mg/kg	[6.0]	定量分析-EC	CrKa	0.0284	
Hg	ND mg/kg	[2.0]	定量分析-EC	HgLa	0.0000	
Br	ND mg/kg	[1.4]	定量分析-EC	BrKa	0.0000	
IntBG	77.823 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----	
Cd-BG	7.354 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----	
ClCHK	0.081 ratio	[-----]	校正	-----	-----	
S	0.261 %	[0.030]	定量分析-FP	S Ka	1.2249	
Ca	0.180 %	[0.007]	定量分析-FP	CaKa	4.5788	
K	0.053 %	[0.010]	定量分析-FP	K Ka	0.7001	
Fe	0.023 %	[0.001]	定量分析-FP	FeKa	7.4627	
Cu	0.008 %	[0.001]	定量分析-FP	CuKa	4.4673	
Plastic	99.476 %	[-----]	平衡	-----	-----	