

样品 : TS26072871001
操作者: 20260730182205
注释 : 20260730182203
组 : ScreeningFast塑料
日期 : 2026-07-30 18:22:09

测试条件

仪器:	EDX-LE+	氛围:	大气	准直器:	10 (mm)				

元素	TG	kV	uA	FI	Acq. (keV)	分析 (keV)	时间 (sec)	DT (%)	

Al-U	Rh	50	43-Auto	----	0 - 40	0.00-40.00	Live-	15	31
Cd	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	22.72-23.52	Real-	30	18
Pb	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	12.38-12.88	Real-	30	18
Cr	Rh	50	43-Auto	----	0 - 40	5.12- 5.62	Real-	22	31
Hg	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	9.74-10.24	Real-	30	18
Br	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	11.66-12.16	Real-	30	18
Cf	Rh	50	43-Auto	----	0 - 40	22.72-23.52	Real-	22	31
Es	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	2.42- 2.82	Real-	30	18
Bk	Rh	50	43-Auto	----	0 - 40	13.00-15.00	Real-	22	31

定量结果

元素	结果	[3-sigma]	处理-计算	线	强度 (cps/uA)	

Cd	ND mg/kg	[6.2]	定量分析-EC	CdKa	0.0002	
Pb	ND mg/kg	[6.1]	定量分析-EC	PbLb1	0.0000	
Cr	8.1 mg/kg	[6.1]	定量分析-EC	CrKa	0.0383	
Hg	ND mg/kg	[1.2]	定量分析-EC	HgLa	0.0000	
Br	ND mg/kg	[1.0]	定量分析-EC	BrKa	0.0000	
IntBG	129.538 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----	
Cd-BG	11.698 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----	
ClCHK	0.075 ratio	[-----]	校正	-----	-----	
S	0.126 %	[0.018]	定量分析-FP	S Ka	1.3046	
Ca	0.058 %	[0.003]	定量分析-FP	CaKa	3.4195	
Fe	0.010 %	[0.001]	定量分析-FP	FeKa	6.9217	
Cu	0.004 %	[0.001]	定量分析-FP	CuKa	4.4721	
Plastic	99.801 %	[-----]	平衡	-----	-----	