

样品 : TS26072872001
操作者: 20260730205428
注释 : 20260730205426
组 : ScreeningFast塑料
日期 : 2026-07-30 20:54:31

测试条件

仪器:	EDX-LE+		氛围:	大气		准直器:	10 (mm)		

元素	TG kV		uA	FI	Acq. (keV)	分析 (keV)	时间 (sec)		DT (%)

Al-U	Rh	50	41-Auto	----	0 - 40	0.00-40.00	Live-	15	30
Cd	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	22.72-23.52	Real-	30	14
Pb	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	12.38-12.88	Real-	30	14
Cr	Rh	50	41-Auto	----	0 - 40	5.12- 5.62	Real-	22	30
Hg	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	9.74-10.24	Real-	30	14
Br	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	11.66-12.16	Real-	30	14
Cf	Rh	50	41-Auto	----	0 - 40	22.72-23.52	Real-	22	30
Es	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	2.42- 2.82	Real-	30	14
Bk	Rh	50	41-Auto	----	0 - 40	13.00-15.00	Real-	22	30

定量结果

元素	结果	[3-sigma]	处理-计算	线	强度 (cps/uA)

Cd	ND mg/kg	[7.7]	定量分析-EC	CdKa	0.0002
Pb	ND mg/kg	[8.3]	定量分析-EC	PbLb1	0.0001
Cr	12.6 mg/kg	[10.0]	定量分析-EC	CrKa	0.0596
Hg	ND mg/kg	[2.0]	定量分析-EC	HgLa	0.0000
Br	4.6 mg/kg	[2.2]	定量分析-EC	BrKa	0.0002
IntBG	68.981 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----
Cd-BG	7.615 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----
ClCHK	0.059 ratio	[-----]	校正	-----	-----
Ca	30.552 %	[0.174]	定量分析-FP	CaKa	456.3047
Ti	1.545 %	[0.041]	定量分析-FP	TiKa	19.3775
Si	1.141 %	[0.292]	定量分析-FP	SiKa	0.6143
Fe	0.815 %	[0.014]	定量分析-FP	FeKa	43.3730
S	0.298 %	[0.048]	定量分析-FP	S Ka	1.2817
K	0.129 %	[0.021]	定量分析-FP	K Ka	1.4092
Cu	0.039 %	[0.004]	定量分析-FP	CuKa	4.2804
Zn	0.020 %	[0.003]	定量分析-FP	ZnKa	2.5240
Plastic	65.460 %	[-----]	平衡	-----	-----