

样品 : TS26072874001
操作者: 20260730232039
注释 : 20260730232037
组 : ScreeningFast塑料
日期 : 2026-07-30 23:20:42

测试条件

仪器:	EDX-LE+		氛围:	大气		准直器:	10 (mm)		

元素	TG kV		uA	FI	Acq. (keV)	分析 (keV)	时间 (sec)		DT (%)

Al-U	Rh	50	62-Auto	----	0 - 40	0.00-40.00	Live-	15	30
Cd	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	22.72-23.52	Real-	30	11
Pb	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	12.38-12.88	Real-	30	11
Cr	Rh	50	62-Auto	----	0 - 40	5.12- 5.62	Real-	22	30
Hg	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	9.74-10.24	Real-	30	11
Br	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	11.66-12.16	Real-	30	11
Cf	Rh	50	62-Auto	----	0 - 40	22.72-23.52	Real-	22	30
Es	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	2.42- 2.82	Real-	30	11
Bk	Rh	50	62-Auto	----	0 - 40	13.00-15.00	Real-	22	30

定量结果

元素	结果	[3-sigma]	处理-计算	线	强度 (cps/uA)
Cd	ND mg/kg	[8.3]	定量分析-EC	CdKa	0.0002
Pb	ND mg/kg	[9.0]	定量分析-EC	PbLb1	0.0001
Cr	13.3 mg/kg	[8.1]	定量分析-EC	CrKa	0.0630
Hg	ND mg/kg	[2.3]	定量分析-EC	HgLa	0.0000
Br	2.4 mg/kg	[2.5]	定量分析-EC	BrKa	0.0001
IntBG	57.583 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----
Cd-BG	6.028 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----
ClCHK	0.110 ratio	[-----]	校正	-----	-----
Ca	12.943 %	[0.107]	定量分析-FP	CaKa	142.9190
Si	2.723 %	[0.377]	定量分析-FP	SiKa	0.9638
Fe	1.344 %	[0.014]	定量分析-FP	FeKa	81.8627
S	0.388 %	[0.052]	定量分析-FP	S Ka	1.0299
K	0.281 %	[0.024]	定量分析-FP	K Ka	1.9591
Ti	0.202 %	[0.010]	定量分析-FP	TiKa	2.8425
Cu	0.030 %	[0.003]	定量分析-FP	CuKa	3.5158
Mn	0.029 %	[0.004]	定量分析-FP	MnKa	1.3219
Zn	0.023 %	[0.002]	定量分析-FP	ZnKa	3.1497
Plastic	82.035 %	[-----]	平衡	-----	-----