

样品：TS26072876001
操作者：20260730224437
注释：20260730224435
组：ScreeningFast塑料
日期：2026-07-30 22:44:40

测试条件

仪器：	EDX-LE+		氛围：	大气		准直器：	10 (mm)		

元素	TG kV		uA	FI	Acq. (keV)	分析 (keV)	时间 (sec)		DT (%)

Al-U	Rh	50	147-Auto	----	0 - 40	0.00-40.00	Live-	15	30
Cd	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	22.72-23.52	Real-	30	5
Pb	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	12.38-12.88	Real-	30	5
Cr	Rh	50	147-Auto	----	0 - 40	5.12- 5.62	Real-	22	30
Hg	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	9.74-10.24	Real-	30	5
Br	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	11.66-12.16	Real-	30	5
Cf	Rh	50	147-Auto	----	0 - 40	22.72-23.52	Real-	22	30
Es	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	2.42- 2.82	Real-	30	5
Bk	Rh	50	147-Auto	----	0 - 40	13.00-15.00	Real-	22	30

定量结果

元素	结果	[3-sigma]	处理-计算	线	强度 (cps/uA)
Cd	ND mg/kg	[13.4]	定量分析-EC	CdKa	0.0007
Pb	ND mg/kg	[13.3]	定量分析-EC	PbLb1	0.0002
Cr	8.9 mg/kg	[4.7]	定量分析-EC	CrKa	0.0423
Hg	ND mg/kg	[3.3]	定量分析-EC	HgLa	0.0000
Br	ND mg/kg	[2.3]	定量分析-EC	BrKa	0.0000
IntBG	27.894 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----
Cd-BG	2.747 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----
ClCHK	0.133 ratio	[-----]	校正	-----	-----
Si	0.561 %	[0.057]	定量分析-FP	SiKa	0.5997
Ca	0.164 %	[0.004]	定量分析-FP	CaKa	7.3514
S	0.164 %	[0.007]	定量分析-FP	S Ka	1.4907
K	0.042 %	[0.004]	定量分析-FP	K Ka	1.0373
Fe	0.037 %	[0.001]	定量分析-FP	FeKa	9.4113
Cu	0.010 %	[0.001]	定量分析-FP	CuKa	3.3230
Zn	0.007 %	[0.001]	定量分析-FP	ZnKa	2.1813
Plastic	99.015 %	[-----]	平衡	-----	-----