

样品 : TS26072878001
操作者: 20260730232342
注释 : 20260730232340
组 : ScreeningFast塑料
日期 : 2026-07-30 23:23:46

测试条件

仪器:	EDX-LE+		氛围:	大气		准直器:	10 (mm)		

元素	TG	kV	uA	FI	Acq. (keV)	分析 (keV)	时间 (sec)		DT (%)

Al-U	Rh	50	135-Auto	----	0 - 40	0.00-40.00	Live-	15	29
Cd	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	22.72-23.52	Real-	30	6
Pb	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	12.38-12.88	Real-	30	6
Cr	Rh	50	135-Auto	----	0 - 40	5.12- 5.62	Real-	21	29
Hg	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	9.74-10.24	Real-	30	6
Br	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	11.66-12.16	Real-	30	6
Cf	Rh	50	135-Auto	----	0 - 40	22.72-23.52	Real-	21	29
Es	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	2.42- 2.82	Real-	30	6
Bk	Rh	50	135-Auto	----	0 - 40	13.00-15.00	Real-	21	29

定量结果

元素	结果	[3-sigma]	处理-计算	线	强度 (cps/uA)
Cd	ND mg/kg	[11.2]	定量分析-EC	CdKa	0.0004
Pb	ND mg/kg	[11.8]	定量分析-EC	PbLb1	0.0001
Cr	12.9 mg/kg	[5.3]	定量分析-EC	CrKa	0.0610
Hg	ND mg/kg	[3.4]	定量分析-EC	HgLa	0.0000
Br	ND mg/kg	[2.3]	定量分析-EC	BrKa	0.0000
IntBG	31.582 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----
Cd-BG	3.467 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----
ClCHK	0.155 ratio	[-----]	校正	-----	-----
Si	0.647 %	[0.075]	定量分析-FP	SiKa	0.5670
Ca	0.172 %	[0.004]	定量分析-FP	CaKa	6.7727
S	0.106 %	[0.010]	定量分析-FP	S Ka	0.7874
K	0.046 %	[0.004]	定量分析-FP	K Ka	0.9662
Fe	0.032 %	[0.001]	定量分析-FP	FeKa	8.7957
Zn	0.007 %	[0.001]	定量分析-FP	ZnKa	2.6131
Cu	0.007 %	[0.001]	定量分析-FP	CuKa	2.4465
Ti	0.004 %	[0.001]	定量分析-FP	TiKa	0.3481
Plastic	98.978 %	[-----]	平衡	-----	-----