

样品 : TS26072880001
操作者: 20260730231142
注释 : 20260730231140
组 : ScreeningFast塑料
日期 : 2026-07-30 23:11:45

测试条件

仪器:	EDX-LE+		氛围:	大气		准直器:	10 (mm)		

元素	TG	kV	uA	FI	Acq. (keV)	分析 (keV)	时间 (sec)		DT (%)

Al-U	Rh	50	41-Auto	----	0 - 40	0.00-40.00	Live-	15	30
Cd	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	22.72-23.52	Real-	30	19
Pb	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	12.38-12.88	Real-	30	19
Cr	Rh	50	41-Auto	----	0 - 40	5.12- 5.62	Real-	22	30
Hg	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	9.74-10.24	Real-	30	19
Br	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	11.66-12.16	Real-	30	19
Cf	Rh	50	41-Auto	----	0 - 40	22.72-23.52	Real-	22	30
Es	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	2.42- 2.82	Real-	30	19
Bk	Rh	50	41-Auto	----	0 - 40	13.00-15.00	Real-	22	30

定量结果

元素	结果	[3-sigma]	处理-计算	线	强度 (cps/uA)
Cd	ND mg/kg	[6.4]	定量分析-EC	CdKa	0.0002
Pb	ND mg/kg	[6.8]	定量分析-EC	PbLb1	0.0001
Cr	15.5 mg/kg	[8.5]	定量分析-EC	CrKa	0.0735
Hg	ND mg/kg	[1.8]	定量分析-EC	HgLa	0.0000
Br	1.9 mg/kg	[1.7]	定量分析-EC	BrKa	0.0001
IntBG	103.690 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----
Cd-BG	12.523 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----
ClCHK	0.071 ratio	[-----]	校正	-----	-----
Ca	9.009 %	[0.084]	定量分析-FP	CaKa	169.9626
Si	1.498 %	[0.335]	定量分析-FP	SiKa	0.8100
Fe	0.550 %	[0.008]	定量分析-FP	FeKa	65.2363
S	0.311 %	[0.047]	定量分析-FP	S Ka	1.3288
K	0.177 %	[0.020]	定量分析-FP	K Ka	2.0195
Ti	0.108 %	[0.009]	定量分析-FP	TiKa	2.8736
Cu	0.017 %	[0.002]	定量分析-FP	CuKa	4.0873
Zn	0.012 %	[0.002]	定量分析-FP	ZnKa	3.4190
Sr	0.007 %	[0.001]	定量分析-FP	SrKa	4.1296
Plastic	88.309 %	[-----]	平衡	-----	-----