

样品 : TS26072881001
操作者: 20260730233242
注释 : 20260730233240
组 : ScreeningFast塑料
日期 : 2026-07-30 23:32:44

测试条件

仪器： EDX-LE+		氛围： 大气		准直器： 10 (mm)					

元素	TG	kV	uA	FI	Acq. (keV)	分析 (keV)	时间 (sec)		DT (%)

Al-U	Rh	50	93-Auto	----	0 - 40	0.00-40.00	Live-	15	30
Cd	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	22.72-23.52	Real-	30	9
Pb	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	12.38-12.88	Real-	30	9
Cr	Rh	50	93-Auto	----	0 - 40	5.12- 5.62	Real-	22	30
Hg	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	9.74-10.24	Real-	30	9
Br	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	11.66-12.16	Real-	30	9
Cf	Rh	50	93-Auto	----	0 - 40	22.72-23.52	Real-	22	30
Es	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	2.42- 2.82	Real-	30	9
Bk	Rh	50	93-Auto	----	0 - 40	13.00-15.00	Real-	22	30

定量结果

元素	结果	[3-sigma]	处理-计算	线	强度 (cps/uA)

Cd	ND mg/kg	[8.0]	定量分析-EC	CdKa	0.0002
Pb	ND mg/kg	[8.4]	定量分析-EC	PbLb1	0.0001
Cr	7.2 mg/kg	[5.9]	定量分析-EC	CrKa	0.0341
Hg	ND mg/kg	[2.4]	定量分析-EC	HgLa	0.0000
Br	ND mg/kg	[1.9]	定量分析-EC	BrKa	0.0000
IntBG	51.592 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----
Cd-BG	5.436 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----
ClCHK	0.162 ratio	[-----]	校正	-----	-----
Si	0.318 %	[0.073]	定量分析-FP	SiKa	0.3289
Ca	0.167 %	[0.004]	定量分析-FP	CaKa	8.2487
S	0.085 %	[0.011]	定量分析-FP	S Ka	0.7649
K	0.067 %	[0.005]	定量分析-FP	K Ka	1.7323
Fe	0.020 %	[0.001]	定量分析-FP	FeKa	8.2917
Cu	0.007 %	[0.000]	定量分析-FP	CuKa	3.8246
Plastic	99.336 %	[-----]	平衡	-----	-----