

样品 : TS26072883001
操作者: 20260730225634
注释 : 20260730225632
组 : ScreeningFast塑料
日期 : 2026-07-30 22:56:37

测试条件

仪器:	EDX-LE+		氛围:	大气		准直器:	10 (mm)		

元素	TG kV		uA	FI	Acq. (keV)	分析 (keV)	时间 (sec)		DT (%)

Al-U	Rh	50	102-Auto	----	0 - 40	0.00-40.00	Live-	15	32
Cd	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	22.72-23.52	Real-	30	6
Pb	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	12.38-12.88	Real-	30	6
Cr	Rh	50	102-Auto	----	0 - 40	5.12- 5.62	Real-	22	32
Hg	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	9.74-10.24	Real-	30	6
Br	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	11.66-12.16	Real-	30	6
Cf	Rh	50	102-Auto	----	0 - 40	22.72-23.52	Real-	22	32
Es	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	2.42- 2.82	Real-	30	6
Bk	Rh	50	102-Auto	----	0 - 40	13.00-15.00	Real-	22	32

定量结果

元素	结果	[3-sigma]	处理-计算	线	强度 (cps/uA)
Cd	ND mg/kg	[10.0]	定量分析-EC	CdKa	0.0000
Pb	ND mg/kg	[10.5]	定量分析-EC	PbLb1	0.0001
Cr	37.0 mg/kg	[5.5]	定量分析-EC	CrKa	0.1749
Hg	ND mg/kg	[2.5]	定量分析-EC	HgLa	0.0000
Br	ND mg/kg	[2.2]	定量分析-EC	BrKa	0.0000
IntBG	35.378 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----
Cd-BG	3.229 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----
ClCHK	0.440 ratio	[-----]	校正	-----	-----
Ca	0.820 %	[0.010]	定量分析-FP	CaKa	34.6974
Ti	0.774 %	[0.007]	定量分析-FP	TiKa	70.6051
Si	0.711 %	[0.052]	定量分析-FP	SiKa	0.6974
S	0.117 %	[0.012]	定量分析-FP	S Ka	0.9668
Fe	0.041 %	[0.001]	定量分析-FP	FeKa	10.4632
K	0.037 %	[0.005]	定量分析-FP	K Ka	0.8576
Zn	0.004 %	[0.001]	定量分析-FP	ZnKa	1.5339
Plastic	97.492 %	[-----]	平衡	-----	-----