

样品 : TS26072884001
操作者: 20260730225936
注释 : 20260730225934
组 : ScreeningFast塑料
日期 : 2026-07-30 22:59:39

测试条件

仪器:	EDX-LE+		氛围:	大气		准直器:	10 (mm)		

元素	TG kV		uA	FI	Acq. (keV)	分析 (keV)	时间 (sec)		DT (%)

Al-U	Rh	50	54-Auto	----	0 - 40	0.00-40.00	Live-	15	30
Cd	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	22.72-23.52	Real-	30	11
Pb	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	12.38-12.88	Real-	30	11
Cr	Rh	50	54-Auto	----	0 - 40	5.12- 5.62	Real-	22	30
Hg	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	9.74-10.24	Real-	30	11
Br	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	11.66-12.16	Real-	30	11
Cf	Rh	50	54-Auto	----	0 - 40	22.72-23.52	Real-	22	30
Es	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	2.42- 2.82	Real-	30	11
Bk	Rh	50	54-Auto	----	0 - 40	13.00-15.00	Real-	22	30

定量结果

元素	结果	[3-sigma]	处理-计算	线	强度 (cps/uA)
Cd	ND mg/kg	[8.5]	定量分析-EC	CdKa	0.0002
Pb	ND mg/kg	[9.0]	定量分析-EC	PbLb1	0.0000
Cr	10.6 mg/kg	[8.4]	定量分析-EC	CrKa	0.0503
Hg	ND mg/kg	[2.4]	定量分析-EC	HgLa	0.0000
Br	4.8 mg/kg	[2.4]	定量分析-EC	BrKa	0.0002
IntBG	59.800 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----
Cd-BG	6.283 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----
ClCHK	0.127 ratio	[-----]	校正	-----	-----
Ca	15.703 %	[0.099]	定量分析-FP	CaKa	282.7821
Si	1.207 %	[0.230]	定量分析-FP	SiKa	0.7062
Ti	0.600 %	[0.018]	定量分析-FP	TiKa	10.4860
S	0.186 %	[0.033]	定量分析-FP	S Ka	0.8746
Fe	0.150 %	[0.004]	定量分析-FP	FeKa	11.4019
K	0.098 %	[0.014]	定量分析-FP	K Ka	1.2100
Cu	0.028 %	[0.002]	定量分析-FP	CuKa	4.4796
Zn	0.013 %	[0.002]	定量分析-FP	ZnKa	2.3574
Plastic	82.014 %	[-----]	平衡	-----	-----