

样品 : TS26072885001
操作者: 20260730224736
注释 : 20260730224734
组 : ScreeningFast塑料
日期 : 2026-07-30 22:47:39

测试条件

仪器:	EDX-LE+		氛围:	大气		准直器:	10 (mm)		

元素	TG kV		uA	FI	Acq. (keV)	分析 (keV)	时间 (sec)		DT (%)

Al-U	Rh	50	78-Auto	----	0 - 40	0.00-40.00	Live-	15	31
Cd	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	22.72-23.52	Real-	30	9
Pb	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	12.38-12.88	Real-	30	9
Cr	Rh	50	78-Auto	----	0 - 40	5.12- 5.62	Real-	22	31
Hg	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	9.74-10.24	Real-	30	9
Br	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	11.66-12.16	Real-	30	9
Cf	Rh	50	78-Auto	----	0 - 40	22.72-23.52	Real-	22	31
Es	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	2.42- 2.82	Real-	30	9
Bk	Rh	50	78-Auto	----	0 - 40	13.00-15.00	Real-	22	31

定量结果

元素	结果	[3-sigma]	处理-计算	线	强度 (cps/uA)
Cd	ND mg/kg	[8.5]	定量分析-EC	CdKa	0.0004
Pb	ND mg/kg	[8.2]	定量分析-EC	PbLb1	0.0001
Cr	8.9 mg/kg	[5.5]	定量分析-EC	CrKa	0.0420
Hg	ND mg/kg	[2.1]	定量分析-EC	HgLa	0.0000
Br	1.9 mg/kg	[2.2]	定量分析-EC	BrKa	0.0001
IntBG	55.441 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----
Cd-BG	5.378 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----
ClCHK	0.171 ratio	[-----]	校正	-----	-----
Ca	1.059 %	[0.016]	定量分析-FP	CaKa	32.6280
Si	1.019 %	[0.139]	定量分析-FP	SiKa	0.7294
Ti	0.569 %	[0.008]	定量分析-FP	TiKa	39.9914
S	0.204 %	[0.013]	定量分析-FP	S Ka	1.2009
K	0.068 %	[0.008]	定量分析-FP	K Ka	1.1261
Fe	0.046 %	[0.001]	定量分析-FP	FeKa	12.2304
Cu	0.019 %	[0.001]	定量分析-FP	CuKa	8.5740
Zn	0.004 %	[0.001]	定量分析-FP	ZnKa	1.9087
Plastic	97.010 %	[-----]	平衡	-----	-----