

样品 : TS26072902001
操作者: 20260730202519
注释 : 20260730202517
组 : ScreeningFast塑料
日期 : 2026-07-30 20:25:22

测试条件

仪器:	EDX-LE+	氛围:	大气	准直器:	10 (mm)				

元素	TG	kV	uA	FI	Acq. (keV)	分析 (keV)	时间 (sec)	DT (%)	

Al-U	Rh	50	180-Auto	----	0 - 40	0.00-40.00	Live-	15	30
Cd	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	22.72-23.52	Real-	30	4
Pb	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	12.38-12.88	Real-	30	4
Cr	Rh	50	180-Auto	----	0 - 40	5.12- 5.62	Real-	22	30
Hg	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	9.74-10.24	Real-	30	4
Br	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	11.66-12.16	Real-	30	4
Cf	Rh	50	180-Auto	----	0 - 40	22.72-23.52	Real-	22	30
Es	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	2.42- 2.82	Real-	30	4
Bk	Rh	50	180-Auto	----	0 - 40	13.00-15.00	Real-	22	30

定量结果

元素	结果	[3-sigma]	处理-计算	线	强度 (cps/uA)
Cd	ND mg/kg	[11.8]	定量分析-EC	CdKa	0.0002
Pb	ND mg/kg	[14.5]	定量分析-EC	PbLb1	0.0002
Cr	13.4 mg/kg	[4.8]	定量分析-EC	CrKa	0.0633
Hg	ND mg/kg	[3.8]	定量分析-EC	HgLa	0.0000
Br	ND mg/kg	[2.8]	定量分析-EC	BrKa	0.0000
IntBG	22.956 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----
Cd-BG	2.460 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----
ClCHK	0.156 ratio	[-----]	校正	-----	-----
Si	0.386 %	[0.054]	定量分析-FP	SiKa	0.3136
Ca	0.098 %	[0.003]	定量分析-FP	CaKa	3.5188
S	0.091 %	[0.005]	定量分析-FP	S Ka	0.6382
K	0.036 %	[0.004]	定量分析-FP	K Ka	0.6957
Fe	0.024 %	[0.001]	定量分析-FP	FeKa	5.2059
Hf	0.013 %	[0.002]	定量分析-FP	HfLa	1.1696
Zn	0.011 %	[0.001]	定量分析-FP	ZnKa	2.9738
Cu	0.006 %	[0.001]	定量分析-FP	CuKa	1.7716
Plastic	99.333 %	[-----]	平衡	-----	-----