

样品 : TS26072903001
操作者: 20260730201003
注释 : 20260730201001
组 : ScreeningFast塑料
日期 : 2026-07-30 20:10:05

测试条件

仪器:	EDX-LE+		氛围:	大气		准直器:	10 (mm)			

元素	TG		kV	uA	FI	Acq. (keV)	分析 (keV)	时间 (sec)		DT (%)

Al-U	Rh	50	66-Auto	----	0 - 40	0.00-40.00	Live-	15	31	
Cd	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	22.72-23.52	Real-	30	13	
Pb	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	12.38-12.88	Real-	30	13	
Cr	Rh	50	66-Auto	----	0 - 40	5.12- 5.62	Real-	22	31	
Hg	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	9.74-10.24	Real-	30	13	
Br	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	11.66-12.16	Real-	30	13	
Cf	Rh	50	66-Auto	----	0 - 40	22.72-23.52	Real-	22	31	
Es	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	2.42- 2.82	Real-	30	13	
Bk	Rh	50	66-Auto	----	0 - 40	13.00-15.00	Real-	22	31	

定量结果

元素	结果	[3-sigma]	处理-计算	线	强度 (cps/uA)
Cd	ND mg/kg	[8.5]	定量分析-EC	CdKa	0.0003
Pb	ND mg/kg	[6.1]	定量分析-EC	PbLb1	0.0000
Cr	ND mg/kg	[6.1]	定量分析-EC	CrKa	0.0097
Hg	ND mg/kg	[1.7]	定量分析-EC	HgLa	0.0000
Br	ND mg/kg	[1.4]	定量分析-EC	BrKa	0.0000
IntBG	82.447 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----
Cd-BG	7.885 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----
ClCHK	0.095 ratio	[-----]	校正	-----	-----
Si	0.650 %	[0.180]	定量分析-FP	SiKa	0.3226
Ca	0.395 %	[0.012]	定量分析-FP	CaKa	8.4459
K	0.300 %	[0.013]	定量分析-FP	K Ka	3.4524
S	0.183 %	[0.028]	定量分析-FP	S Ka	0.7513
Fe	0.017 %	[0.001]	定量分析-FP	FeKa	4.5721
Cu	0.008 %	[0.001]	定量分析-FP	CuKa	4.2953
Plastic	98.448 %	[-----]	平衡	-----	-----