

样品 : TS26072928001
操作者: 20260730173911
注释 : 20260730173908
组 : ScreeningFast塑料
日期 : 2026-07-30 17:39:13

测试条件

仪器:	EDX-LE+		氛围:	大气		准直器:	10 (mm)		

元素	TG kV		uA	FI	Acq. (keV)	分析 (keV)	时间 (sec)		DT (%)

Al-U	Rh	50	147-Auto	----	0 - 40	0.00-40.00	Live-	15	30
Cd	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	22.72-23.52	Real-	30	5
Pb	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	12.38-12.88	Real-	30	5
Cr	Rh	50	147-Auto	----	0 - 40	5.12- 5.62	Real-	21	30
Hg	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	9.74-10.24	Real-	30	5
Br	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	11.66-12.16	Real-	30	5
Cf	Rh	50	147-Auto	----	0 - 40	22.72-23.52	Real-	21	30
Es	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	2.42- 2.82	Real-	30	5
Bk	Rh	50	147-Auto	----	0 - 40	13.00-15.00	Real-	21	30

定量结果

元素	结果	[3-sigma]	处理-计算	线	强度 (cps/uA)
Cd	ND mg/kg	[11.6]	定量分析-EC	CdKa	0.0003
Pb	ND mg/kg	[13.0]	定量分析-EC	PbLb1	0.0001
Cr	21.6 mg/kg	[6.0]	定量分析-EC	CrKa	0.1023
Hg	ND mg/kg	[4.2]	定量分析-EC	HgLa	0.0000
Br	ND mg/kg	[2.6]	定量分析-EC	BrKa	0.0001
IntBG	27.970 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----
Cd-BG	3.268 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----
ClCHK	0.122 ratio	[-----]	校正	-----	-----
Si	1.233 %	[0.134]	定量分析-FP	SiKa	0.5752
Ca	0.564 %	[0.010]	定量分析-FP	CaKa	11.1542
S	0.257 %	[0.014]	定量分析-FP	S Ka	0.9642
K	0.100 %	[0.009]	定量分析-FP	K Ka	1.0426
Fe	0.055 %	[0.001]	定量分析-FP	FeKa	10.4099
Ti	0.035 %	[0.002]	定量分析-FP	TiKa	1.7761
Cu	0.007 %	[0.001]	定量分析-FP	CuKa	2.0053
Zn	0.005 %	[0.001]	定量分析-FP	ZnKa	1.5644
Plastic	97.742 %	[-----]	平衡	-----	-----