

样品 : TS26072930001
操作者: 20260730173302
注释 : 20260730173300
组 : ScreeningFast塑料
日期 : 2026-07-30 17:33:05

测试条件

仪器:	EDX-LE+		氛围:	大气		准直器:	10 (mm)		

元素	TG	kV	uA	FI	Acq. (keV)	分析 (keV)	时间 (sec)		DT (%)

Al-U	Rh	50	84-Auto	----	0 - 40	0.00-40.00	Live-	15	31
Cd	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	22.72-23.52	Real-	30	9
Pb	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	12.38-12.88	Real-	30	9
Cr	Rh	50	84-Auto	----	0 - 40	5.12- 5.62	Real-	22	31
Hg	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	9.74-10.24	Real-	30	9
Br	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	11.66-12.16	Real-	30	9
Cf	Rh	50	84-Auto	----	0 - 40	22.72-23.52	Real-	22	31
Es	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	2.42- 2.82	Real-	30	9
Bk	Rh	50	84-Auto	----	0 - 40	13.00-15.00	Real-	22	31

定量结果

元素	结果	[3-sigma]	处理-计算	线	强度 (cps/uA)
Cd	ND mg/kg	[8.7]	定量分析-EC	CdKa	0.0002
Pb	ND mg/kg	[7.2]	定量分析-EC	PbLb1	0.0001
Cr	ND mg/kg	[4.7]	定量分析-EC	CrKa	0.0032
Hg	ND mg/kg	[2.1]	定量分析-EC	HgLa	0.0000
Br	31.1 mg/kg	[3.2]	定量分析-EC	BrKa	0.0013
IntBG	57.987 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----
Cd-BG	5.550 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----
ClCHK	0.162 ratio	[-----]	校正	-----	-----
Si	0.348 %	[0.068]	定量分析-FP	SiKa	0.3950
Ca	0.123 %	[0.004]	定量分析-FP	CaKa	6.6487
S	0.073 %	[0.010]	定量分析-FP	S Ka	0.7182
K	0.060 %	[0.005]	定量分析-FP	K Ka	1.7017
Fe	0.017 %	[0.001]	定量分析-FP	FeKa	7.5287
Ti	0.007 %	[0.001]	定量分析-FP	TiKa	0.9415
Cu	0.006 %	[0.001]	定量分析-FP	CuKa	3.7313
Plastic	99.364 %	[-----]	平衡	-----	-----