

样品：TS26072937001
操作者：20260730174208
注释：20260730174206
组：ScreeningFast塑料
日期：2026-07-30 17:42:11

测试条件

仪器：	EDX-LE+		氛围：	大气		准直器：	10 (mm)		

元素	TG kV		uA	FI	Acq. (keV)	分析 (keV)	时间 (sec)		DT (%)

Al-U	Rh	50	48-Auto	----	0 - 40	0.00-40.00	Live-	15	31
Cd	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	22.72-23.52	Real-	30	15
Pb	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	12.38-12.88	Real-	30	15
Cr	Rh	30	161-Auto	#2	0 - 40	5.12- 5.62	Real-	100	30
Hg	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	9.74-10.24	Real-	30	15
Br	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	11.66-12.16	Real-	30	15
Cf	Rh	50	48-Auto	----	0 - 40	22.72-23.52	Real-	22	31
Es	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	2.42- 2.82	Real-	30	15
Bk	Rh	50	48-Auto	----	0 - 40	13.00-15.00	Real-	22	31

定量结果

元素	结果	[3-sigma]	处理-计算	线	强度 (cps/uA)
Cd	ND mg/kg	[9.1]	定量分析-EC	CdKa	0.0000
Pb	ND mg/kg	[9.2]	定量分析-EC	PbLb1	0.0001
Cr	19.2 mg/kg	[7.5]	定量分析-EC	CrKa	0.0526
Hg	ND mg/kg	[4.3]	定量分析-EC	HgLa	0.0000
Br	ND mg/kg	[1.8]	定量分析-EC	BrKa	0.0001
Cl	580028.8 mg/kg	H [3558.8]	定量分析-FP	ClKa	329.4250
IntBG	66.619 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----
Cd-BG	10.807 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----
ClCHK	18.004 ratio	[-----]	校正	-----	-----
Si	2.434 %	[0.226]	定量分析-FP	SiKa	2.3340
Ca	0.875 %	[0.038]	定量分析-FP	CaKa	5.1081
S	0.382 %	[0.033]	定量分析-FP	S Ka	2.5387
Sn	0.238 %	[0.006]	定量分析-FP	SnKa	12.1172
Cu	0.020 %	[0.002]	定量分析-FP	CuKa	2.9652
Plastic	38.046 %	[-----]	平衡	-----	-----