

样品 : TS26072940001
操作者: 20260730184255
注释 : 20260730184253
组 : ScreeningFast塑料
日期 : 2026-07-30 18:42:58

测试条件

仪器： EDX-LE+		氛围： 大气		准直器： 10 (mm)					
元素		TG kV	uA	FI	Acq. (keV)	分析 (keV)	时间 (sec)		DT (%)
Al-U	Rh 50	41-Auto	----	0 - 40	0.00-40.00	Live-	15	30	
Cd	Rh 50	1000-Auto	#5	0 - 40	22.72-23.52	Real-	30	18	
Pb	Rh 50	1000-Auto	#5	0 - 40	12.38-12.88	Real-	30	18	
Cr	Rh 50	41-Auto	----	0 - 40	5.12- 5.62	Real-	21	30	
Hg	Rh 50	1000-Auto	#5	0 - 40	9.74-10.24	Real-	30	18	
Br	Rh 50	1000-Auto	#5	0 - 40	11.66-12.16	Real-	30	18	
Cf	Rh 50	41-Auto	----	0 - 40	22.72-23.52	Real-	21	30	
Es	Rh 50	1000-Auto	#5	0 - 40	2.42- 2.82	Real-	30	18	
Bk	Rh 50	41-Auto	----	0 - 40	13.00-15.00	Real-	21	30	

定量结果

元素	结果	[3-sigma]	处理-计算	线	强度 (cps/uA)	

Cd	ND mg/kg	[6.3]	定量分析-EC	CdKa	0.0000	
Pb	ND mg/kg	[5.4]	定量分析-EC	PbLb1	0.0000	
Cr	ND mg/kg	[6.0]	定量分析-EC	CrKa	0.0171	
Hg	ND mg/kg	[1.3]	定量分析-EC	HgLa	0.0000	
Br	ND mg/kg	[1.2]	定量分析-EC	BrKa	0.0000	
IntBG	125.678 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----	
Cd-BG	11.482 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----	
ClCHK	0.100 ratio	[-----]	校正	-----	-----	
Ti	0.166 %	[0.004]	定量分析-FP	TiKa	25.5371	
Ca	0.058 %	[0.003]	定量分析-FP	CaKa	3.2019	
S	0.055 %	[0.015]	定量分析-FP	S Ka	0.5308	
Cu	0.009 %	[0.001]	定量分析-FP	CuKa	9.0634	
Fe	0.008 %	[0.001]	定量分析-FP	FeKa	5.3043	
Plastic	99.704 %	[-----]	平衡	-----	-----	