

样品 : TS26072941001
操作者: 20260730184550
注释 : 20260730184548
组 : ScreeningFast塑料
日期 : 2026-07-30 18:45:53

测试条件

仪器:	EDX-LE+		氛围:	大气		准直器:	10 (mm)		

元素	TG kV		uA	FI	Acq. (keV)	分析 (keV)	时间 (sec)		DT (%)

Al-U	Rh	50	51-Auto	----	0 - 40	0.00-40.00	Live-	15	30
Cd	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	22.72-23.52	Real-	30	10
Pb	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	12.38-12.88	Real-	30	10
Cr	Rh	50	51-Auto	----	0 - 40	5.12- 5.62	Real-	21	30
Hg	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	9.74-10.24	Real-	30	10
Br	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	11.66-12.16	Real-	30	10
Cf	Rh	50	51-Auto	----	0 - 40	22.72-23.52	Real-	21	30
Es	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	2.42- 2.82	Real-	30	10
Bk	Rh	50	51-Auto	----	0 - 40	13.00-15.00	Real-	21	30

定量结果

元素	结果	[3-sigma]	处理-计算	线	强度 (cps/uA)
Cd	ND mg/kg	[7.9]	定量分析-EC	CdKa	0.0000
Pb	ND mg/kg	[7.6]	定量分析-EC	PbLb1	0.0001
Cr	ND mg/kg	[8.5]	定量分析-EC	CrKa	0.0314
Hg	ND mg/kg	[2.2]	定量分析-EC	HgLa	0.0000
Br	2.2 mg/kg	[2.3]	定量分析-EC	BrKa	0.0001
IntBG	50.639 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----
Cd-BG	5.302 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----
ClCHK	0.313 ratio	[-----]	校正	-----	-----
Ca	36.474 %	[0.197]	定量分析-FP	CaKa	411.3062
Fe	0.202 %	[0.010]	定量分析-FP	FeKa	7.5763
S	0.198 %	[0.050]	定量分析-FP	S Ka	0.6791
K	0.113 %	[0.021]	定量分析-FP	K Ka	0.9893
Ti	0.068 %	[0.018]	定量分析-FP	TiKa	0.5721
Cu	0.042 %	[0.005]	定量分析-FP	CuKa	3.3233
Sr	0.012 %	[0.002]	定量分析-FP	SrKa	2.3187
Ni	0.008 %	[0.005]	定量分析-FP	NiKa	0.5083
Plastic	62.883 %	[-----]	平衡	-----	-----