

样品 : TS26072942001
操作者: 20260730184856
注释 : 20260730184854
组 : ScreeningFast塑料
日期 : 2026-07-30 18:48:59

测试条件

仪器:	EDX-LE+		氛围:	大气		准直器:	10 (mm)			

元素	TG		kV	uA	FI	Acq. (keV)	分析 (keV)		时间 (sec)	DT (%)

Al-U	Rh	50	114-Auto	----	0 - 40	0.00-40.00		Live-	15	31
Cd	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	22.72-23.52		Real-	30	8
Pb	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	12.38-12.88		Real-	30	8
Cr	Rh	50	114-Auto	----	0 - 40	5.12- 5.62		Real-	22	31
Hg	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	9.74-10.24		Real-	30	8
Br	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	11.66-12.16		Real-	30	8
Cf	Rh	50	114-Auto	----	0 - 40	22.72-23.52		Real-	22	31
Es	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	2.42- 2.82		Real-	30	8
Bk	Rh	50	114-Auto	----	0 - 40	13.00-15.00		Real-	22	31

定量结果

元素	结果	[3-sigma]	处理-计算	线	强度 (cps/uA)
Cd	ND mg/kg	[10.1]	定量分析-EC	CdKa	0.0004
Pb	ND mg/kg	[8.4]	定量分析-EC	PbLb1	0.0000
Cr	8.4 mg/kg	[5.5]	定量分析-EC	CrKa	0.0399
Hg	ND mg/kg	[2.6]	定量分析-EC	HgLa	0.0000
Br	ND mg/kg	[1.9]	定量分析-EC	BrKa	0.0001
IntBG	43.406 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----
Cd-BG	4.587 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----
ClCHK	0.147 ratio	[-----]	校正	-----	-----
Si	0.338 %	[0.073]	定量分析-FP	SiKa	0.2965
S	0.149 %	[0.008]	定量分析-FP	S Ka	1.1419
Ca	0.094 %	[0.003]	定量分析-FP	CaKa	3.9074
K	0.037 %	[0.005]	定量分析-FP	K Ka	0.8176
Fe	0.015 %	[0.001]	定量分析-FP	FeKa	5.3823
Cu	0.006 %	[0.000]	定量分析-FP	CuKa	2.7239
Plastic	99.360 %	[-----]	平衡	-----	-----