

样品 : TS26072946001
操作者: 20260730193100
注释 : 20260730193058
组 : ScreeningFast塑料
日期 : 2026-07-30 19:31:04

测试条件

仪器:	EDX-LE+		氛围:	大气		准直器:	10 (mm)		

元素	TG kV		uA	FI	Acq. (keV)	分析 (keV)	时间 (sec)		DT (%)

Al-U	Rh	50	114-Auto	----	0 - 40	0.00-40.00	Live-	15	29
Cd	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	22.72-23.52	Real-	30	7
Pb	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	12.38-12.88	Real-	30	7
Cr	Rh	50	114-Auto	----	0 - 40	5.12- 5.62	Real-	21	29
Hg	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	9.74-10.24	Real-	30	7
Br	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	11.66-12.16	Real-	30	7
Cf	Rh	50	114-Auto	----	0 - 40	22.72-23.52	Real-	21	29
Es	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	2.42- 2.82	Real-	30	7
Bk	Rh	50	114-Auto	----	0 - 40	13.00-15.00	Real-	21	29

定量结果

元素	结果	[3-sigma]	处理-计算	线	强度 (cps/uA)
Cd	ND mg/kg	[11.3]	定量分析-EC	CdKa	0.0007
Pb	ND mg/kg	[10.7]	定量分析-EC	PbLb1	0.0000
Cr	7.8 mg/kg	[4.9]	定量分析-EC	CrKa	0.0370
Hg	ND mg/kg	[2.6]	定量分析-EC	HgLa	0.0000
Br	ND mg/kg	[2.0]	定量分析-EC	BrKa	0.0000
IntBG	38.888 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----
Cd-BG	3.758 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----
ClCHK	0.136 ratio	[-----]	校正	-----	-----
Si	0.334 %	[0.067]	定量分析-FP	SiKa	0.2792
Ca	0.076 %	[0.003]	定量分析-FP	CaKa	3.0264
S	0.066 %	[0.010]	定量分析-FP	S Ka	0.4808
K	0.029 %	[0.005]	定量分析-FP	K Ka	0.6164
Fe	0.014 %	[0.001]	定量分析-FP	FeKa	4.2861
Cu	0.007 %	[0.001]	定量分析-FP	CuKa	3.1600
Zn	0.005 %	[0.001]	定量分析-FP	ZnKa	2.1789
Plastic	99.469 %	[-----]	平衡	-----	-----