

样品 : TS26072950001
操作者: 20260730193402
注释 : 20260730193400
组 : ScreeningFast塑料
日期 : 2026-07-30 19:34:05

测试条件

仪器:	EDX-LE+		氛围:	大气		准直器:	10 (mm)		

元素	TG kV		uA	FI	Acq. (keV)	分析 (keV)	时间 (sec)		DT (%)

Al-U	Rh	50	114-Auto	----	0 - 40	0.00-40.00	Live-	15	29
Cd	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	22.72-23.52	Real-	30	7
Pb	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	12.38-12.88	Real-	30	7
Cr	Rh	50	114-Auto	----	0 - 40	5.12- 5.62	Real-	21	29
Hg	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	9.74-10.24	Real-	30	7
Br	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	11.66-12.16	Real-	30	7
Cf	Rh	50	114-Auto	----	0 - 40	22.72-23.52	Real-	21	29
Es	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	2.42- 2.82	Real-	30	7
Bk	Rh	50	114-Auto	----	0 - 40	13.00-15.00	Real-	21	29

定量结果

元素	结果	[3-sigma]	处理-计算	线	强度 (cps/uA)
Cd	ND mg/kg	[9.2]	定量分析-EC	CdKa	0.0004
Pb	14.4 mg/kg	[9.6]	定量分析-EC	PbLb1	0.0002
Cr	13.1 mg/kg	[5.1]	定量分析-EC	CrKa	0.0621
Hg	ND mg/kg	[2.9]	定量分析-EC	HgLa	0.0000
Br	3.0 mg/kg	[3.0]	定量分析-EC	BrKa	0.0001
IntBG	38.073 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----
Cd-BG	3.869 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----
ClCHK	0.142 ratio	[-----]	校正	-----	-----
Si	0.780 %	[0.136]	定量分析-FP	SiKa	0.3673
S	0.600 %	[0.026]	定量分析-FP	S Ka	2.3112
Ca	0.320 %	[0.009]	定量分析-FP	CaKa	6.4198
K	0.087 %	[0.010]	定量分析-FP	K Ka	0.9150
Fe	0.031 %	[0.001]	定量分析-FP	FeKa	6.8233
Cu	0.016 %	[0.001]	定量分析-FP	CuKa	5.5478
Plastic	98.164 %	[-----]	平衡	-----	-----