

样品 : TS26072953001
操作者: 20260730175143
注释 : 20260730175141
组 : ScreeningFast塑料
日期 : 2026-07-30 17:51:45

测试条件

仪器:	EDX-LE+		氛围:	大气		准直器:	10 (mm)		

元素	TG kV		uA	FI	Acq. (keV)	分析 (keV)	时间 (sec)		DT (%)

Al-U	Rh	50	48-Auto	----	0 - 40	0.00-40.00	Live-	15	31
Cd	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	22.72-23.52	Real-	30	12
Pb	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	12.38-12.88	Real-	30	12
Cr	Rh	50	48-Auto	----	0 - 40	5.12- 5.62	Real-	22	31
Hg	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	9.74-10.24	Real-	30	12
Br	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	11.66-12.16	Real-	30	12
Cf	Rh	50	48-Auto	----	0 - 40	22.72-23.52	Real-	22	31
Es	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	2.42- 2.82	Real-	30	12
Bk	Rh	50	48-Auto	----	0 - 40	13.00-15.00	Real-	22	31

定量结果

元素	结果	[3-sigma]	处理-计算	线	强度 (cps/uA)
Cd	ND mg/kg	[8.3]	定量分析-EC	CdKa	0.0002
Pb	ND mg/kg	[8.4]	定量分析-EC	PbLb1	0.0000
Cr	10.5 mg/kg	[8.3]	定量分析-EC	CrKa	0.0496
Hg	ND mg/kg	[2.3]	定量分析-EC	HgLa	0.0000
Br	ND mg/kg	[1.4]	定量分析-EC	BrKa	0.0000
IntBG	60.361 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----
Cd-BG	6.267 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----
ClCHK	0.100 ratio	[-----]	校正	-----	-----
Ca	29.736 %	[0.168]	定量分析-FP	CaKa	394.7711
Ti	2.574 %	[0.052]	定量分析-FP	TiKa	28.8062
Si	1.302 %	[0.297]	定量分析-FP	SiKa	0.6201
S	0.213 %	[0.046]	定量分析-FP	S Ka	0.8056
Fe	0.132 %	[0.008]	定量分析-FP	FeKa	6.1374
K	0.075 %	[0.020]	定量分析-FP	K Ka	0.7209
Zn	0.064 %	[0.004]	定量分析-FP	ZnKa	7.4310
Cu	0.038 %	[0.004]	定量分析-FP	CuKa	3.7863
Ni	0.003 %	[0.004]	定量分析-FP	NiKa	0.2576
Plastic	65.862 %	[-----]	平衡	-----	-----