

样品：TS26072954001  
操作者：20260730174655  
注释：20260730174653  
组：ScreeningFast塑料  
日期：2026-07-30 17:46:57

测试条件

|       |         |    |           |      |            |             |          |     |        |
|-------|---------|----|-----------|------|------------|-------------|----------|-----|--------|
| ----- |         |    |           |      |            |             |          |     |        |
| 仪器：   | EDX-LE+ |    | 氛围：       | 大气   |            | 准直器：        | 10 (mm)  |     |        |
| ----- |         |    |           |      |            |             |          |     |        |
| 元素    | TG kV   |    | uA        | FI   | Acq. (keV) | 分析 (keV)    | 时间 (sec) |     | DT (%) |
| ----- |         |    |           |      |            |             |          |     |        |
| Al-U  | Rh      | 50 | 54-Auto   | ---- | 0 - 40     | 0.00-40.00  | Live-    | 15  | 30     |
| Cd    | Rh      | 50 | 1000-Auto | #5   | 0 - 40     | 22.72-23.52 | Real-    | 30  | 15     |
| Pb    | Rh      | 50 | 1000-Auto | #5   | 0 - 40     | 12.38-12.88 | Real-    | 30  | 15     |
| Cr    | Rh      | 30 | 171-Auto  | #2   | 0 - 40     | 5.12- 5.62  | Real-    | 100 | 31     |
| Hg    | Rh      | 50 | 1000-Auto | #5   | 0 - 40     | 9.74-10.24  | Real-    | 30  | 15     |
| Br    | Rh      | 50 | 1000-Auto | #5   | 0 - 40     | 11.66-12.16 | Real-    | 30  | 15     |
| Cf    | Rh      | 50 | 54-Auto   | ---- | 0 - 40     | 22.72-23.52 | Real-    | 21  | 30     |
| Es    | Rh      | 50 | 1000-Auto | #5   | 0 - 40     | 2.42- 2.82  | Real-    | 30  | 15     |
| Bk    | Rh      | 50 | 54-Auto   | ---- | 0 - 40     | 13.00-15.00 | Real-    | 21  | 30     |

定量结果

| 元素      | 结果            | [3-sigma] | 处理-计算   | 线     | 强度 (cps/uA) |
|---------|---------------|-----------|---------|-------|-------------|
| Cd      | ND mg/kg      | [ 6.8]    | 定量分析-EC | CdKa  | 0.0001      |
| Pb      | ND mg/kg      | [ 7.4]    | 定量分析-EC | PbLb1 | 0.0001      |
| Cr      | 16.2 mg/kg    | [ 6.2]    | 定量分析-EC | CrKa  | 0.0446      |
| Hg      | ND mg/kg      | [ 1.9]    | 定量分析-EC | HgLa  | 0.0000      |
| Br      | 3.3 mg/kg     | [ 2.0]    | 定量分析-EC | BrKa  | 0.0001      |
| IntBG   | 72.613 cps/uA | [-----]   | 校正      | ----- | -----       |
| Cd-BG   | 10.799 cps/uA | [-----]   | 校正      | ----- | -----       |
| ClCHK   | 0.123 ratio   | [-----]   | 校正      | ----- | -----       |
| Ca      | 4.321 %       | [ 0.042]  | 定量分析-FP | CaKa  | 117.0738    |
| S       | 0.193 %       | [ 0.028]  | 定量分析-FP | S Ka  | 1.0579      |
| Fe      | 0.149 %       | [ 0.003]  | 定量分析-FP | FeKa  | 35.1442     |
| K       | 0.120 %       | [ 0.013]  | 定量分析-FP | K Ka  | 1.8157      |
| Ti      | 0.018 %       | [ 0.003]  | 定量分析-FP | TiKa  | 0.9380      |
| Mn      | 0.014 %       | [ 0.001]  | 定量分析-FP | MnKa  | 2.4332      |
| Sr      | 0.010 %       | [ 0.001]  | 定量分析-FP | SrKa  | 6.9429      |
| Cu      | 0.006 %       | [ 0.001]  | 定量分析-FP | CuKa  | 2.9250      |
| Zn      | 0.005 %       | [ 0.001]  | 定量分析-FP | ZnKa  | 3.0378      |
| Plastic | 95.163 %      | [-----]   | 平衡      | ----- | -----       |