

样品 : TS26072968001
操作者: 20260730181310
注释 : 20260730181308
组 : ScreeningFast塑料
日期 : 2026-07-30 18:13:13

测试条件

仪器:	EDX-LE+		氛围:	大气		准直器:	10 (mm)		

元素	TG kV		uA	FI	Acq. (keV)	分析 (keV)	时间 (sec)		DT (%)

Al-U	Rh	50	51-Auto	----	0 - 40	0.00-40.00	Live-	15	30
Cd	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	22.72-23.52	Real-	30	13
Pb	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	12.38-12.88	Real-	30	13
Cr	Rh	50	51-Auto	----	0 - 40	5.12- 5.62	Real-	21	30
Hg	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	9.74-10.24	Real-	30	13
Br	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	11.66-12.16	Real-	30	13
Cf	Rh	50	51-Auto	----	0 - 40	22.72-23.52	Real-	21	30
Es	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	2.42- 2.82	Real-	30	13
Bk	Rh	50	51-Auto	----	0 - 40	13.00-15.00	Real-	21	30

定量结果

元素	结果	[3-sigma]	处理-计算	线	强度 (cps/uA)
Cd	ND mg/kg	[7.2]	定量分析-EC	CdKa	0.0000
Pb	9.1 mg/kg	[8.1]	定量分析-EC	PbLb1	0.0001
Cr	9.3 mg/kg	[7.6]	定量分析-EC	CrKa	0.0439
Hg	ND mg/kg	[1.9]	定量分析-EC	HgLa	0.0000
Br	2.7 mg/kg	[2.1]	定量分析-EC	BrKa	0.0001
IntBG	68.788 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----
Cd-BG	7.055 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----
ClCHK	0.092 ratio	[-----]	校正	-----	-----
Ca	13.147 %	[0.105]	定量分析-FP	CaKa	185.9651
Si	1.643 %	[0.304]	定量分析-FP	SiKa	0.7138
Fe	1.082 %	[0.013]	定量分析-FP	FeKa	81.4197
S	0.445 %	[0.049]	定量分析-FP	S Ka	1.5132
Ti	0.245 %	[0.011]	定量分析-FP	TiKa	4.2380
K	0.159 %	[0.020]	定量分析-FP	K Ka	1.4192
Cu	0.029 %	[0.003]	定量分析-FP	CuKa	4.3296
Mn	0.024 %	[0.005]	定量分析-FP	MnKa	1.3211
Zn	0.017 %	[0.002]	定量分析-FP	ZnKa	2.8996
V	0.004 %	[0.007]	定量分析-FP	V Ka	0.1151
Plastic	83.203 %	[-----]	平衡	-----	-----