

样品 : TS26073002001
操作者: 20260730190658
注释 : 20260730190656
组 : ScreeningFast塑料
日期 : 2026-07-30 19:07:01

测试条件

仪器： EDX-LE+		氛围： 大气		准直器： 10 (mm)					
元素		TG	kV	uA	FI	Acq. (keV)	分析 (keV)	时间 (sec)	DT (%)
Al-U		Rh	50	78-Auto	----	0 - 40	0.00-40.00	Live-	15 30
Cd		Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	22.72-23.52	Real-	30 11
Pb		Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	12.38-12.88	Real-	30 11
Cr		Rh	50	78-Auto	----	0 - 40	5.12- 5.62	Real-	22 30
Hg		Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	9.74-10.24	Real-	30 11
Br		Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	11.66-12.16	Real-	30 11
Cf		Rh	50	78-Auto	----	0 - 40	22.72-23.52	Real-	22 30
Es		Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	2.42- 2.82	Real-	30 11
Bk		Rh	50	78-Auto	----	0 - 40	13.00-15.00	Real-	22 30

定量结果

元素	结果	[3-sigma]	处理-计算	线	强度 (cps/uA)	

Cd	ND mg/kg	[7.5]	定量分析-EC	CdKa	0.0001	
Pb	ND mg/kg	[8.3]	定量分析-EC	PbLb1	0.0000	
Cr	40.8 mg/kg	[7.3]	定量分析-EC	CrKa	0.1930	
Hg	ND mg/kg	[2.1]	定量分析-EC	HgLa	0.0000	
Br	ND mg/kg	[1.4]	定量分析-EC	BrKa	0.0000	
IntBG	66.213 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----	
Cd-BG	6.703 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----	
ClCHK	0.071 ratio	[-----]	校正	-----	-----	
Ca	0.149 %	[0.005]	定量分析-FP	CaKa	4.8985	
K	0.109 %	[0.005]	定量分析-FP	K Ka	1.8949	
S	0.089 %	[0.015]	定量分析-FP	S Ka	0.5318	
Fe	0.014 %	[0.001]	定量分析-FP	FeKa	5.4624	
Cu	0.006 %	[0.001]	定量分析-FP	CuKa	3.4693	
Plastic	99.629 %	[-----]	平衡	-----	-----	