

样品 : TS26073014001
操作者: 20260730190955
注释 : 20260730190953
组 : ScreeningFast塑料
日期 : 2026-07-30 19:09:58

测试条件

仪器:	EDX-LE+		氛围:	大气		准直器:	10 (mm)			

元素	TG		kV	uA	FI	Acq. (keV)	分析 (keV)	时间 (sec)		DT (%)

Al-U	Rh	50	41-Auto	----	0 - 40	0.00-40.00	Live-	15	30	
Cd	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	22.72-23.52	Real-	30	13	
Pb	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	12.38-12.88	Real-	30	13	
Cr	Rh	50	41-Auto	----	0 - 40	5.12- 5.62	Real-	22	30	
Hg	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	9.74-10.24	Real-	30	13	
Br	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	11.66-12.16	Real-	30	13	
Cf	Rh	50	41-Auto	----	0 - 40	22.72-23.52	Real-	22	30	
Es	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	2.42- 2.82	Real-	30	13	
Bk	Rh	50	41-Auto	----	0 - 40	13.00-15.00	Real-	22	30	

定量结果

元素	结果	[3-sigma]	处理-计算	线	强度 (cps/uA)
Cd	ND mg/kg	[7.9]	定量分析-EC	CdKa	0.0002
Pb	ND mg/kg	[6.7]	定量分析-EC	PbLb1	0.0000
Cr	13.4 mg/kg	[9.9]	定量分析-EC	CrKa	0.0636
Hg	ND mg/kg	[2.1]	定量分析-EC	HgLa	0.0000
Br	3.6 mg/kg	[2.2]	定量分析-EC	BrKa	0.0001
IntBG	62.112 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----
Cd-BG	6.719 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----
ClCHK	0.093 ratio	[-----]	校正	-----	-----
Ca	44.349 %	[0.226]	定量分析-FP	CaKa	573.2038
Fe	0.208 %	[0.007]	定量分析-FP	FeKa	8.2846
S	0.153 %	[0.049]	定量分析-FP	S Ka	0.6320
K	0.119 %	[0.021]	定量分析-FP	K Ka	1.2462
Cu	0.041 %	[0.005]	定量分析-FP	CuKa	3.4832
Sr	0.013 %	[0.002]	定量分析-FP	SrKa	2.7774
Ni	0.008 %	[0.005]	定量分析-FP	NiKa	0.5886
Plastic	55.107 %	[-----]	平衡	-----	-----