

样品 : TS26073015001
操作者: 20260730191252
注释 : 20260730191250
组 : ScreeningFast塑料
日期 : 2026-07-30 19:12:56

测试条件

仪器:	EDX-LE+		氛围:	大气		准直器:	10 (mm)		

元素	TG kV		uA	FI	Acq. (keV)	分析 (keV)	时间 (sec)		DT (%)

Al-U	Rh	50	51-Auto	----	0 - 40	0.00-40.00	Live-	15	30
Cd	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	22.72-23.52	Real-	30	10
Pb	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	12.38-12.88	Real-	30	10
Cr	Rh	50	51-Auto	----	0 - 40	5.12- 5.62	Real-	22	30
Hg	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	9.74-10.24	Real-	30	10
Br	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	11.66-12.16	Real-	30	10
Cf	Rh	50	51-Auto	----	0 - 40	22.72-23.52	Real-	22	30
Es	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	2.42- 2.82	Real-	30	10
Bk	Rh	50	51-Auto	----	0 - 40	13.00-15.00	Real-	22	30

定量结果

元素	结果	[3-sigma]	处理-计算	线	强度 (cps/uA)
Cd	ND mg/kg	[9.9]	定量分析-EC	CdKa	0.0006
Pb	ND mg/kg	[9.1]	定量分析-EC	PbLb1	0.0000
Cr	16.0 mg/kg	[8.5]	定量分析-EC	CrKa	0.0758
Hg	ND mg/kg	[2.7]	定量分析-EC	HgLa	0.0000
Br	ND mg/kg	[1.8]	定量分析-EC	BrKa	0.0001
IntBG	48.536 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----
Cd-BG	4.906 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----
ClCHK	0.065 ratio	[-----]	校正	-----	-----
Ca	28.670 %	[0.162]	定量分析-FP	CaKa	373.5488
Ti	5.147 %	[0.073]	定量分析-FP	TiKa	56.1068
S	0.209 %	[0.043]	定量分析-FP	S Ka	0.7803
Fe	0.120 %	[0.008]	定量分析-FP	FeKa	5.1093
K	0.074 %	[0.020]	定量分析-FP	K Ka	0.6994
Cu	0.041 %	[0.004]	定量分析-FP	CuKa	3.6533
Zn	0.025 %	[0.004]	定量分析-FP	ZnKa	2.6102
Ni	0.005 %	[0.004]	定量分析-FP	NiKa	0.4084
Plastic	65.707 %	[-----]	平衡	-----	-----