

样品 : TS26073060001
操作者: 20260730190401
注释 : 20260730190358
组 : ScreeningFast塑料
日期 : 2026-07-30 19:04:04

测试条件

仪器:	EDX-LE+		氛围:	大气		准直器:	10 (mm)		

元素	TG kV		uA	FI	Acq. (keV)	分析 (keV)	时间 (sec)		DT (%)

Al-U	Rh	50	118-Auto	----	0 - 40	0.00-40.00	Live-	15	29
Cd	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	22.72-23.52	Real-	30	7
Pb	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	12.38-12.88	Real-	30	7
Cr	Rh	50	118-Auto	----	0 - 40	5.12- 5.62	Real-	21	29
Hg	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	9.74-10.24	Real-	30	7
Br	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	11.66-12.16	Real-	30	7
Cf	Rh	50	118-Auto	----	0 - 40	22.72-23.52	Real-	21	29
Es	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	2.42- 2.82	Real-	30	7
Bk	Rh	50	118-Auto	----	0 - 40	13.00-15.00	Real-	21	29

定量结果

元素	结果	[3-sigma]	处理-计算	线	强度 (cps/uA)
Cd	ND mg/kg	[9.9]	定量分析-EC	CdKa	0.0000
Pb	ND mg/kg	[12.0]	定量分析-EC	PbLb1	0.0001
Cr	14.2 mg/kg	[7.2]	定量分析-EC	CrKa	0.0671
Hg	ND mg/kg	[4.3]	定量分析-EC	HgLa	0.0000
Br	ND mg/kg	[2.6]	定量分析-EC	BrKa	0.0001
IntBG	30.754 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----
Cd-BG	3.659 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----
ClCHK	0.078 ratio	[-----]	校正	-----	-----
Ca	9.002 %	[0.085]	定量分析-FP	CaKa	57.6562
Si	1.718 %	[0.341]	定量分析-FP	SiKa	0.3258
Fe	0.642 %	[0.009]	定量分析-FP	FeKa	26.1359
S	0.508 %	[0.054]	定量分析-FP	S Ka	0.7512
K	0.294 %	[0.026]	定量分析-FP	K Ka	1.1499
Ti	0.169 %	[0.011]	定量分析-FP	TiKa	1.5546
Cu	0.024 %	[0.002]	定量分析-FP	CuKa	1.9430
Zn	0.013 %	[0.002]	定量分析-FP	ZnKa	1.2598
Plastic	87.629 %	[-----]	平衡	-----	-----