

样品 : TS26073107001
操作者: 20260731000843
注释 : 20260731000841
组 : ScreeningFast塑料
日期 : 2026-07-31 15:55:12

测试条件

仪器： EDX-LE+		氛围： 大气		准直器： 10 (mm)					

元素	TG	kV	uA	FI	Acq. (keV)	分析 (keV)	时间 (sec)		DT (%)

Al-U	Rh	50	20-Auto	----	0 - 40	0.00-40.00	Live-	15	29
Cd	Rh	50	838-Auto	#5	0 - 40	22.72-23.52	Real-	30	29
Pb	Rh	50	838-Auto	#5	0 - 40	12.38-12.88	Real-	30	29
Cr	Rh	50	20-Auto	----	0 - 40	5.12- 5.62	Real-	21	29
Hg	Rh	50	838-Auto	#5	0 - 40	9.74-10.24	Real-	30	29
Br	Rh	50	838-Auto	#5	0 - 40	11.66-12.16	Real-	30	29
Cf	Rh	50	20-Auto	----	0 - 40	22.72-23.52	Real-	21	29
Es	Rh	50	838-Auto	#5	0 - 40	2.42- 2.82	Real-	30	29
Bk	Rh	50	20-Auto	----	0 - 40	13.00-15.00	Real-	21	29

定量结果

元素	结果	[3-sigma]	处理-计算	线	强度 (cps/uA)

Cd	ND mg/kg	[5.2]	定量分析-EC	CdKa	0.0000
Pb	ND mg/kg	[5.0]	定量分析-EC	PbLb1	0.0000
Cr	15.9 mg/kg	[10.7]	定量分析-EC	CrKa	0.0753
Hg	ND mg/kg	[1.2]	定量分析-EC	HgLa	0.0000
Br	ND mg/kg	[1.0]	定量分析-EC	BrKa	0.0000
IntBG	209.352 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----
Cd-BG	25.576 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----
ClCHK	0.049 ratio	[-----]	校正	-----	-----
Ca	8.721 %	[0.073]	定量分析-FP	CaKa	431.2721
Fe	0.032 %	[0.003]	定量分析-FP	FeKa	8.3646
Cu	0.010 %	[0.002]	定量分析-FP	CuKa	5.6103
Plastic	91.235 %	[-----]	平衡	-----	-----