

数据路径 : D:\MassHunter\GCMS\1\data\2025\11\1106\
数据文件 : TS25110192001.D
采集 : 06 Nov 2025 20:30
操作者 :
样品 : TS25110192001
其他 :
ALS 样品瓶: 7 样品乘积因子: 1

定量时间 : Nov 07 09:40:46 2025
定量方法 : D:\MassHunter\GCMS\1\methods\AZO-CAL.M
定量方法标题: AZO CAL
上一次定量更新: Fri Nov 07 09:35:43 2025
响应方式 : 初始校正

化合物	保留时间	定量离子	响应值	浓度	单位	偏差(分钟)
内标						
6) 萘-d8	8.859	136	30436	2.00	mg/L	# 0.00
17) 2,4,5-三氯苯胺	12.523	195	8741	2.00	mg/L	# 0.00
20) 蒽-d10	14.676	188	16135	2.00	mg/L	# 0.00
31) 联苯胺-D8	17.444	192	6310	2.00	mg/L	#-0.03
目标化合物			定性离子			
1) 1,4-苯二胺	10.221	108	8	N.D.		
2) 4-氨基偶氮苯	16.782	92	27	N.D.		
3) 5-硝基-邻甲苯胺	13.420	152	36	N.D.		
4) 邻氨基偶氮甲苯	17.959	225	51	N.D.		
5) 联苯胺-D8	17.444	192	6310	0.897	mg/L	# 100
7) 苯胺	6.634	93	40	N.D.		
8) 邻甲苯胺	7.673	107	6	N.D.		
9) 2,4-二甲基苯胺	8.619	121	10	N.D.		
10) 2,6-二甲基苯胺	8.690	121	23	N.D.		
11) 邻氨基苯甲醚	8.892	123	8	N.D.		
12) 对氯苯胺	9.324	127	25	N.D.		
13) 2-甲氧基-5-甲基苯胺	9.805	137	37	N.D.		
14) 2,4,5-三甲基苯胺	9.504	135	668	N.D.		
15) 4-氯邻甲苯胺	10.259	141	14	N.D.		
16) 2,4-二氨基甲苯	11.451	122	253	N.D.		
18) 2,4-二氨基苯甲醚	12.255	138	15	低于	计算	# 28
19) 2-萘胺	12.955	143	73	低于	计算	# 58
21) 4-氨基联苯	14.005	169	118	N.D.		
22) 4,4'-二氨基二苯醚	17.335	200	154	N.D.		
23) 4,4'-二氨基二苯甲烷	17.324	198	110	N.D.		
24) 联苯胺	17.516	184	289	N.D.		
25) 3,3'-二甲基-4,4'-二氨?..	18.523	226	758	N.D.		
26) 3,3'-二甲基联苯胺	18.857	212	1028	N.D.		
27) 4,4'-二氨基二苯硫醚	19.977	216	271	N.D.		
28) 4,4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺)	20.293	266	328	N.D.		
29) 3,3'-二甲氧基联苯胺	20.298	244	132	N.D.		
30) 3,3'-二氯联苯胺	20.424	252	41	N.D.		
32) 联苯胺	17.412	184	510	N.D.		

(#) = 定性峰超出范围 (m) = 手动积分 (+) = 已求和的信号