


# 外标法定量报告

CIRS

|             |                                                                      |        |                      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|
| 批处理数据路径文件名  | \\192.168.13.9\2026-036-2\07\0727\QuantResults\20260728-PD.batch.bin |        |                      |
| 分析时间戳       | 2026/7/28 12:42:27                                                   |        |                      |
| 报告生成时间      | 2026/7/28 12:43:18                                                   |        |                      |
| 校正最近更新      | 2026/7/28 12:42:27                                                   |        |                      |
| 分析 Quant 版本 | 10.1                                                                 |        |                      |
| 采集日期时间      | 2026/7/28 4:06:28                                                    | 数据文件   | TN26070502.D         |
| 类型          | 样品                                                                   | 名称     | TN26070502           |
| 稀释          | 1                                                                    | 采集方法文件 | PAES-SCAN-20200330.M |
| 体积          | 1                                                                    | 样品瓶    | 76                   |
| 其他          |                                                                      |        |                      |

## 样品色谱图



| 名称   | RT    | 响应    | 离子对   | 最终浓度 单位 |
|------|-------|-------|-------|---------|
| DBP  | 4.886 | 1108  | 223.0 | N. D.   |
| BBP  | 6.142 | 18827 | 149.0 | N. D.   |
| DEHP | 6.683 | 39401 | 149.0 | N. D.   |
| DNOP | 7.398 | 35285 | 149.0 | N. D.   |
| DINP | 8.645 | 148   | 293.0 | N. D.   |
| DIDP | 8.878 | -635  | 307.0 | N. D.   |